

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, injury or death to persons:

1. Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using (except when charging tool). Do not allow to be used as a toy.
2. Do not place or store appliance where it could fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not place appliance in or drop into water or other liquids.
5. If appliance has fallen into water, do not reach for it. Unplug immediately.
6. Unplug this appliance before cleaning.
7. Do not use device if it is not working properly or if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
8. Do not place or store the charging cable where it can fall or be pulled into a tub or sink.
9. Do not immerse charging cable in water or any other liquids.
10. If charging cable falls into water or another liquid,

11. Not for use by children.
12. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
13. Never drop or insert any object into any opening on the appliance.
14. THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
15. Do not leave appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning and servicing.
16. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
17. Do not handle plug or appliance with wet hands.

CAUTION —

1. Dry location use only. Do not expose to liquids, vapor, or rain.
2. Ensure jack is plugged into the tool before plugging the USB cable into the outlet.
3. Do not operate appliance with a damaged housing or use charging cord that has been damaged.
4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use.
5. Be sure voltage is correct before plugging in. The rated input is 5V DC 1.0A.

The SKN by conair pore purifier advanced™ micro-dermabrasion tool handle, attachment heads and charging cable have no serviceable parts. If any component is damaged, it must be replaced. Call 1-800-3-CONAIR to purchase replacements.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SENSITIVITY AND CAUTIONS SPECIAL CAUTIONS FOR DELICATE AREAS

The SKN by conair™ Microdermabrasion Tool is designed to gently clean your pores and exfoliate your skin without irritation, for healthy-looking results.


If you are under a doctor's care for any skin condition, or if you think you have very sensitive skin, please consult your physician before use.

We recommend starting on the LOW SPEED/SUCTION setting and increasing to HIGH SPEED/SUCTION, depending on how your skin reacts to treatment. If rash or irritation occurs, stop use.

This is not a medical device and is not intended to be used to treat any medical conditions.

We recommend not sharing the device. If you experience any pain or discomfort during use, stop using and consult your physician.

SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL



USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL

It is recommended to clean attachment heads and device after each use. If not clean, performance could be affected. Change the filter if the suction strength is weak. Remove attachment head, peel off metal filter, stick on new filter, and reattach the microdermabrasion tip.

1. After each use, wipe the handle with a damp cloth. The attachment heads and filters can be rinsed with soapy water, but the handle is not waterproof and cannot be rinsed under water or any other liquid. Also, do not put unit in dishwasher for cleaning.

2. After cleaning, wipe all parts with a dry cloth and store in a clean, dry place.

TROUBLE-SHOOTING GUIDE

SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL IS NOT CHARGING NO WHITE FLASHING CHARGING LIGHT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the contacts on the unit and charging cable are clean. See User Maintenance Instructions for cleaning procedure. 2. Make sure the unit is plugged in properly. 3. Check the outlet and make sure the power is on. Most bathroom outlets have a test and reset button. Press the reset button and recheck the outlet.
THE CHARGING LIGHT DOES NOT CHANGE TO SOLID WHITE.	
SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL WILL NOT TURN OFF.	You must hold the top power button for more than 1 second to turn the unit off.
SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL OR ATTACHMENTS FALL OFF DURING USE.	Make sure the attachments are snapped on properly.



BATTERY DISPOSAL

The battery is sealed inside the SKN by conair pore purifier advanced™ microdermabrasion tool so it cannot be easily removed for recycling. The entire SKN by conair pore purifier advanced™ microdermabrasion tool should be returned when recycling the battery for this product.

Bring the device to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT throw the device into the general municipal waste system.

CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

RBRC™ is a trademark of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.

To find a battery recycling center near you, call 1-800-822-8837 or go to www.call2recycle.org/locator/.

FEATURES

TWO SPEED OPTIONS

The two speeds available on your SKN by conair pore purifier advanced™ microdermabrasion tool allow you to customize your skincare routine to suit your individual needs.

WARM PLATE

The warm plate on the bottom of the tool helps to open pores, leaving skin feeling bright and smooth.

ATTACHMENTS

SMALL PORE EXTRACTOR: To remove blackheads & whiteheads.

LARGE PORE EXTRACTOR: To target clogged pores.
2 CRYSTAL DIAMOND HEAD TIPS: For deep exfoliation.

NOTE: Your SKN by Conair may only include certain attachments. See retailer or call 1-800-3-CONAIR for additional attachments.

RECHARGEABLE

The SKN by conair pore purifier advanced™ microdermabrasion tool is cordless and requires a full charge before use. After tool is fully charged, it can provide up to 120 minutes of use without recharging.

OPERATING PRECAUTIONS

This device has a built-in rechargeable lithium-ion battery. Do not throw device into fire, apply heat to it, or charge, use in a high-temperature environment.

CHARGING THE SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL

1. Before using the SKN by conair pore purifier advanced™ microdermabrasion tool for the first time, it must be fully charged for 2.5–3.5 hours. Plug the DC jack into the side of the unit, then plug power cable and adapter into wall outlet. The white LED will begin to flash, indicating that the tool is charging.

2. The charging indicator will FLASH WHITE when charging. Once fully charged, the light will illuminate SOLID WHITE. Always check to be sure that the charging light illuminates when you plug the charging cable into the outlet.

3. The white light will start flashing for 5 seconds and then shut off when the unit reaches low battery capacity during operation.

4. The adapter may become warm while charging — this is normal. Once fully charged, the device can provide 120 minutes of use.

5. In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, the SKN by conair pore purifier advanced™ microdermabrasion tool should be given a full 2.5–3.5-hour charge every 3 months.

6. Remove charging cable from unit and unplug adapter from outlet when not in use. Do not unplug the adapter from the wall when it is still connected to the unit. This will cause the battery to discharge.

STARTING THE SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL AND SELECTING THE SPEED/SUCTION LEVEL

Press the power button once to turn on the device in low speed/suction. For a deeper exfoliation or stronger suction, press button 2 times for high speed/suction. The corresponding light will illuminate.

STOPPING THE SKN BY CONAIR PORE PURIFIER ADVANCED™ MICRO-DERMABRASION TOOL

At any time, the SKN by conair pore purifier advanced™ microdermabrasion tool can be stopped by pressing and holding the power switch button for more than 1 second.

TURNING ON THE WARM PLATE

Press and hold the Warm Plate Button for 1 second to activate the WARM PLATE. After 5 minutes in this setting, the device will go into standby mode.

TURNING OFF THE WARM PLATE

At any time, the WARM PLATE can be stopped by pressing and holding the Warm Plate Button for more than 1 second.

ATTACHING AND REMOVING MICRO-DERMABRASION/PORE EXTRACTOR HEADS

To attach the different attachments, hold the unit and push the attachment onto the post until it snaps in place. To remove attachment head, simply pull attachment off of the unit.

FCC MARKINGS

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by Conair LLC, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

OPERATING INSTRUCTIONS

Warm Plate and Attachments

1. Thoroughly cleanse and dry the skin.
2. To open pores for better results, use the warm plate before using the microdermabrasion or pore extractor attachments.
3. Test warm plate on a small area of the neck or forearm.
4. Applying light pressure, slide the warm plate gently over the facial skin. Apply in such a way that it gently warms the skin.
5. When warm treatment is complete, turn off and continue with microdermabrasion attachments.
6. Test microdermabrasion attachment on a small area of the neck or forearm.
7. Pull the skin taut with your free hand to allow the device to smoothly glide over the skin.
8. Move device in an upward, fluid motion across the skin. Do not hover in any spots.
9. Immediately after treatment wash and dry the skin.
10. Apply a calming toner and recovery moisturizer.
11. Clean the attachment heads and unit, including the warm plate, after each use. See User Maintenance Instructions for more information on cleaning the device and heads.
12. Wait 6 to 7 days between treatments.

NOTE: Do not do more than two passes over the same area during treatment.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: SKN by Conair
Model No.: MD03
Description: Pore Purifier Advanced™ Microdermabrasion Tool
Responsible Party: Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000
Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: T8D

Please register this product at register.conair.com

SERVICE CENTER CONAIR LLC

Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at www.conair.com

©2022 Conair LLC
Glendale, AZ 85307
stock.image

MD03 Models
22PS082977

IB-17605

skin
by conair™



DEEP CLEAN +
EXFOLIATE

pore purifier advanced™
microdermabrasion tool



x2



INSTRUCTION
GUIDE

ALL MD03 MODELS



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado.

ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamen después del uso (excepto durante la carga). No permita que los niños jueguen con este aparato.
2. No coloque ni guarde el aparato donde pue caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la duch
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, no inten alcanzarlo; desenchúfelo inmediatamente.
6. Desenchufe el aparato antes de limpiarl
7. No use este aparato si el cable o el enchu están dañados, si no funciona correctamente, o después de una caída/caída al agua.
8. No coloque ni guarde la base de carga donde pueda caerse o ser empujada a una bañera o un lavabo.
9. No sumerja el cable de carga en agua u otr líquidos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda limpiar los accesorios y el aparato después de cada uso. Si no están limpios, el rendimiento podría verse afectado. Cambie el filtro si la fuerza de succión es débil. Para cambiar el filtro, retire el cabezal de microdermoabrasión, despegue el filtro de metal, pegue un nuevo filtro y vuelva a instalar el cabezal.

NOTA: Para su comodidad, se incluyen 4 filtros removibles de fácil limpieza (suministro de un año) con el aparato. Comuníquese con nuestro centro de atención al cliente para repuestos.

1. Limpie el mango del aparato con un paño húmedo después de cada uso. Los cabezales y los filtros pueden enjuagarse en agua jabonosa. Importante: El mango no es a prueba de agua y no debe enjuagarse en agua u otro líquido. No lo coloque en el lavavajillas para lavarlo.

2. Después de la limpieza, seque todas las piezas con un paño seco y guárdelas en un lugar seco y seguro.

10. Si el cable de carga se cae al ag desenchúfelo inmediatamente e interrumpa el uso.
11. Este producto no debe ser usado por niñ
12. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrede del aparato.
13. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto ninguna de las aberturas.
14. PARA USO DOMÉSTICO SOLAMEN
15. No descuide/deje el aparato sin vigilan mientras está conectado. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
16. No jale el cable para desenchufar el apara agárrelo por el enchufe.
17. No agarre el enchufe o el aparato con manos mojadas.

PELIGRO –

1. Para uso en lugares secos solamente. No exponga al agua, al vapor, o a la lluvia.
2. Siempre conecte el cable UBS al aparato ant de conectarlo a la toma de corriente.
3. No use este aparato si la carcasa o el cable carga están dañados.
4. Siempre desenchufe el aparato después del u y antes de limpiarlo.
5. Compruebe que el voltaje de la toma corriente corresponde al voltaje del aparato antes de enchufar este. La potencia de entrada nominal es de 5 V DC, 1A.

La máquina de dermoabrasión/limpieza de poros SKN by Conair® Pore Purifier Advanced™, sus accesorios y su cable de carga no contienen ninguna pieza que pueda ser reparada/ reemplazada por el usuario. Si algún componente está dañado, debe ser sustituido. Llame al 1-800-3-CONAIR para pedir repuestos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO SE ESTÁ CARGANDO.	1. Compruebe que los contactos de carga del aparato y del cable de carga están limpios. Véase las instrucciones de mantenimiento/ limpieza. <p>2. Compruebe que el aparato está enchufado.</p> 3. Compruebe que la toma de corriente está en tensión. La mayoría de las tomas de corriente en los cuartos de baño tiene un botón de prueba y un botón de reinicio. Presione el botón de reinicio y vuelva a comprobar si la toma de corriente está funcionando.
LA LUZ DE CARGA BLANCA NO PARPADEA.	
LA LUZ DE CARGA BLANCA NO DEJA DE PARPADEAR DESPUÉS DE LA CARGA.	
EL APARATO NO SE QUIERE APAGAR.	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado por más de 1 segundo para apagar el aparato.
LOS ACCESORIOS SE CAEN DURANTE EL USO.	Compruebe que los accesorios están correctamente instalados.

SENSIBILIDAD Y PRECAUCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES ACERCA DE LAS ÁREAS DELICADAS

La máquina de dermoabrasión/limpieza de poros SKN by Conair® Pore Purifier Advanced™ ha sido diseñada para limpiar los poros y exfoliar suavemente la piel sin irritarla, para un aspecto saludable. Si está bajo el cuidado de un médico/dermatólogo por alguna enfermedad de la piel, o si su piel es muy sensible, consulte con su médico antes del uso. Se recomienda empezar el tratamiento usando el nivel de velocidad/succión bajo, y luego aumentar el nivel de succión dependiendo de cómo su piel reacciona al tratamiento. En caso de eritema o irritación de la piel, interrumpa el uso.



ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

La batería está integrada a la máquina de microdermoabrasión SKN by Conair™ y no puede retirarse fácilmente para reciclarse. Para reciclarla, hay que reciclar la máquina completa.

Lleve la batería al centro de reciclaje más cercano. NO tire el aparato a la basura.

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA DE IONES DE LITIO, LA CUAL DEBE RECLICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.

RBRC™ es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.

Para encontrar un ciclo de reciclaje de baterías, llame a 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/.

Este producto no es un aparato médico y no ha sido diseñado para tratar ninguna condición médica.

Recomendamos no compartir este producto. Interrumpa el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor o incomodidad durante el uso.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE MICRODERMOABRASIÓN/LIMPIEZA DE POROS SKN BY CONAIR®PORE PURIFIER ADVANCED™

DOS OPCIONES DE VELOCIDAD

Dos velocidades permiten conseguir tratamientos personalizados según su necesidad.

PLACA TIBIA

La placa tibia debajo del aparato ayuda a abrir los poros para ayudar a dejar la piel tersa y luminosa.

ACCESORIOS

EXTRACTOR DE POROS PEQUEÑO: Para eliminar las espinillas negras y blancas.
EXTRACTOR DE POROS GRANDE: Para ayudar a desobstruir los poros.
DOS CABEZALES DE MICRODERMOABRASIÓN “PUNTAS DE DIAMANTE” DE CRISTAL: Para exfoliar la piel profundamente.

NOTA: Puede que su máquina de dermoabrasión/limpieza de poros SKN by Conair® Pore Purifier Advanced™ tenga más accesorios disponibles. Para conseguir accesorios adicionales, comuníquese con su minorista o llame al 1-800-3-CONAIR.

Para más información, visite www.sknbymag.com

Para más información, visite www.sknbymag.com

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

RECARGABLE

La máquina de microdermoabrasión SKN by Conair® Pore Purifier Advanced es recargable y deberá cargarse completamente antes del uso. Una carga completa proporciona hasta 120 minutos de uso inalámbrico.

PRECAUCIONES DE USO

Este aparato contiene una batería recargable de iones de litio. No lo incinere/tire al fuego, no lo caliente, y no lo cargue, use o almacene en un ambiente de alta temperatura.

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Antes de usar el aparato por primera ve deberá cargarlo por 2.5 a 3.5 horas. Conecte el enchufe DC al costado del aparato, y luego enchufe el adaptador en la toma de corriente; la luz de carga LED blanca empezará a parpadear.

2. La luz de carga blanca debajo del botón encendido/apagado parpadeará durante la carga. Una vez cargado el aparato, permanecerá encendida. Siempre compruebe que la luz de carga está encendida cuando el aparato se está cargando.

3. Si la luz blanca parpadea por 5 segundos luego se apaga durante el funcionamiento, esto significa que la batería está baja.


4. Puede que el adaptador se caliente ligeramen durante la carga; esto es normal. Una vez cargado, el aparato proporciona hasta 120 minutos de uso inalámbrico.

Para más información, visite www.sknbymag.com

Para más información, visite www.sknbymag.com

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

5. Para lograr un rendimiento óptimo y conserv la energía de la batería, se recomienda cargar el aparato por 2.5 a 3.5 horas cada 3 meses.

6. Cuando el aparato no esté en uso, desconec el cable de carga del mismo y desenchufe el adaptador. No desenchufe el adaptador de la toma de corriente mientras el cable de carga sigue conectado al aparato; esto descargará la batería.
CÓMO ENCENDER EL APARATO Y CAMBIAR LA VELOCIDAD/EL NIVEL DE SUCCIÓN
Presione el botón de encendido/apagado principal para encender el aparato a velocidad/succión baja.

Para una exfoliación más profunda o una succión más fuerte, presione el botón 2 veces para velocidad/succión alta. Nota: El indicador luminoso correspondiente se encenderá.

CÓMO APAGAR EL APARATO

Para apagar el aparato en cualquier momento, mantenga presionado el botón de encendido/apagado por más de 1 segundo.

CÓMO ENCENDER LA PLACA TIBIA

Mantenga presionado el botón de activación/desactivación de la placa tibia por 1 segundo para encenderla. Nota: Después de 5 minutos en este modo, el aparato ingresará el modo de espera.

CÓMO APAGAR LA PLACA TIBIA

Para apagar la placa tibia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de activación/desactivación por más de 1 segundo.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Para instalar un accesorio, sostenga el aparato y coloque el accesorio sobre el soporte de montaje, presionando firmemente hasta que encaje. Para quitar el accesorio, simplemente jálelo del mango.

Para más información, visite www.sknbymag.com

Para más información, visite www.sknbymag.com

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA:

Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair LLC, el fabricante o la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

INSTRUCCIONES DE USO

Placa tibia y accesorios

1. Lave y seque bien la pie
2. Para conseguir mejores resultados, use la pla tibia antes de usar los accesorios de extracción de poros/microdermoabrasión.
3. Antes del uso, pruebe la placa tibia en un ár pequeña del cuello o del antebrazo.
4. Aplicando una ligera presión, deslice la pla tibia suavemente en la piel del rostro. Coloque la placa tibia contra la piel de manera que la caliente ligeramente.
5. Después de calentar la piel, apague el apara e instale el accesorio de microdermoabrasión deseado.
6. Pruebe el accesorio en un área pequeña d cuello o del antebrazo.
7. Estire la piel con la mano libre para permitir q el cabezal se deslice suavemente en la piel.
8. Mueva el aparato suavemente hacia arriba, un lado a otro de la piel. No se quede en ningún sitio. No lo use directamente encima o debajo de los ojos.
9. Inmediatamente después del tratamiento, lave seque la piel.
10. Aplique una loción tonificante calmante y crema hidratante.
11. Limpie los accesorio y el aparato, incluye la placa tibia, después de cada uso. Véase la sección “Instrucciones de mantenimiento” para más información acerca de la limpieza.
12. Espere 6 a 7 días entre los tratamien

NOTA: No realice más de dos pasadas en la misma zona durante el tratamiento.

Para más información, visite www.sknbymag.com

Para más información, visite www.sknbymag.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: SKN by Conair™
Modelo: MD03
Descripción: Máquina de microdermoabrasión/ limpieza de poros
Parte responsable: Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000
Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
FECHA DE APROBACIÓN: **TBD**

Para registrar este producto, visite:
register.conair.com

CENTRO DE SERVICIO

CONAIR LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visite www.conair.com
©2022 Conair LLC
Glendale, AZ 85307

Fotografía de banco de imágenes

Para más información, visite www.sknbymag.com

Modelos MD03
22PS082977

IB-17605



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelos MD03 (TODAS LAS VERSIONES)

Para más información, visite www.sknbymag.com